



For best results seat your patient by a window and hold this colour guide to their eye, making sure you are at half arms length when choosing.



Cantor Prosthetic

Korkealaatuinen pehmeä päivkäyttöinen proteettinen piilolinssi, johon on saatavilla 20 erilaista painettua väri vaihtoehtoa mustalla tai kirkaalla taustalla.

BC (mm)	8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.0 9.1 9.2 9.3 9.4
DIA (mm)	13.0 13.5 14.0 14.5 15.0
PWR (dpt)	± 30.00 CYL: -0.75 ... -6.00 (0.25 välein) AX: 5° välein
IIRIS DIA (mm)	11.5 12.0 13.0
PUPIL DIA (mm)	Open 2.5 3.5 4.5 Closed 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 Pinhole 4.5 mm ⇒ aukon koko 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 mm
	Occlusive 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 10 11 12
COLOR	02 04 06 07 09 10 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Huom! Ilmoitathan linssitilauksessa värikoodin lisäksi jonkin seuraavista:

BO	black backed - open pupil	saatavilla kaikkiin värikoodeihin
BC	black backed - closed pupil	saatavilla kaikkiin värikoodeihin
CO	clear backed - open pupil	saatavilla värikoodeihin 02 - 14
CC	clear backed - closed pupil	saatavilla värikoodeihin 02 - 14

Pyydäthän meiltä Cantor Prosthetic -väri viuhkan, jossa näkyvät kaikki saatavilla olevat värit tilauskoodeineen.