



Nissel Custom

102 käsin maalattua väri vaihtoehtoa mustalla, kirkaalla tai valkoisella taustalla. Pupilli on tilattavissa kirkaana, mustana tai "pastellisävyillä" läpinäkyväksi / peittäväksi värjättyinä. Ohessa on värisävyjen valonläpäisy prosentteina. Mitä korkeampi prosenttiluku, sitä enemmän valoa sävytetty linssi läpäisee.

GREEN

Green 1 78.8%
Green 2 71.0%
Green 3 64.2%

BLUE

Blue 1 92.9%
Blue 2 89.6%
Blue 3 88.7%
Blue 4 86.5%
Blue 5 83.1%

GREY

Grey 1 82.0%
Grey 2 73.8%
Grey 3 62.6%
Grey 4 54.6%
Grey 5 44.9%
Grey 6 35.1%

THAMES BROWN

Thames 1 80.9%
Thames 2 63.4%
Thames 3 48.0%
Thames 4 31.4%
Thames 5 12.1%

AQUA

Aqua 1 95.8%
Aqua 2 93.6%
Aqua 3 90.1%

VIOLET

Violet 1 91.7%
Violet 2 88.0%
Violet 3 86.8%

BROWN

Brown 1 70.7%
Brown 2 52.4%
Brown 3 44.9%
Brown 4 35.4%
Brown 5 10.5%
Brown 6 0%
Brown 7 0%
Brown 8 0%

