



# Nissel Custom

**Korkeavesipitoinen (77%) päiväkäyttöinen proteettinen pehmeä piilolinssi, johon löytyy 102 erilaista käsin maalattua väri vaihtoehtoa mustalla, kirkkaalla tai valkoisella taustalla. Linssi on täysin yksilöllisesti kustomoitavissa. Pupilli on saatavissa myös "pastellisävynä".**

BC (mm)	6.60 – 10.4   0.10 mm välein
DIA (mm)	11.0 – 20.0   0.50 mm välein
PWR (dpt)	± 40.00   CYL: -0.75 ... -6.00 (0.25 välein)   AX: 5° välein
IIRIS DIA (mm)	11.5   12.0   12.5   13.0   13.50
PUPIL DIA (mm)	Clear / Open                    2.0   2.5   3.0   3.5   4.0   4.5   5.0   6.0 Black / Closed                    2.5   3.0   3.5   4.0   4.5   5.0   6.0   7.0   8.0   9.0
COLOR	N01 – N102 (102 vaihtoehtoa, joiden värikoodi alkaa N-kirjaimella) Väri on mahdollista toteuttaa myös yksilöllisesti esim. valokuvan mukaan.

Huom! Ilmoitathan linssitilauksessa värikoodin lisäksi jonkin seuraavista:

<b>BO</b>	black backing - open pupil
<b>BC</b>	black backing - closed pupil
<b>CO</b>	clear backing - open pupil
<b>CC</b>	clear backing - closed pupil
<b>WO</b>	white backing - open pupil
<b>WC</b>	white backing - closed pupil

**Pyydäthän meiltä Nissel Custom -väri viuhkan, jossa näkyvät kaikki saatavilla olevat värit tilauskoodeineen.**