

Starsoft

päiväkäyttöiset pitkän vaihtovälin piilolinssit

Starsoft 40 UV on vakaa ja kestävä linssi hyvällä optiikalla, ominaisuuksiltaan vastaava kuin tuotannosta poistunut Omega 38.

Starsoft 66 UV on miellyttävä ja korkeavesipitoinen linssi, jämässä materiaali erinomaisilla optisilla ominaisuuksilla.

Starsoft 77 UV korkeavesipitoisessa linssissä on pehmeä ja ohut tuntuma, erittäin miellyttävä käytössä. Korvaava aiemmalle Starsoft 75 UV materiaalille.

Starsoft Definitive 74 UV SiH on hapenläpäisyltään paras vaihtoehto silmän terveydelle, pinnaltaan hieman liukas.

	Starsoft 40 UV	Starsoft 66 UV	Starsoft 77 UV	Starsoft 74 UV SiH
Voimakkuus 0.25 dpt välein	±20 dpt	±20 dpt	±20 dpt	±20 dpt
RX -voimakkuus 0.25 dpt välein	±40 dpt	±40 dpt	±40 dpt	±40 dpt
Kaarevuus 0.05 mm välein	7.7 – 9.2 mm	7.7 – 9.2 mm	7.7 – 9.2 mm	7.7 – 9.2 mm
RX -kaarevuus 0.05 mm välein	6.5 – 12 mm	6.5 – 12 mm	6.5 – 12 mm	6.50 – 12 mm
Halkaisija 0.10 mm välein	13 – 15 mm	13 – 15 mm	13 – 15 mm	13 – 15 mm
RX -halkaisija 0.10 mm välein	10 – 18 mm	10 – 18 mm	10 – 20 mm	10 – 20 mm
Vaihtoväli	6-12 kk	6 kk	6 kk	3-6 kk
Materiaali	HEMA	Contaflex 67	Contaflex 77	Definitive 74 SiH
Vesipitoisuus	38.5 %	67%	77%	74%
Hapenläpäisy	DK-13	DK-30	DK-46	DK-60
UV-suoja	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

Valmistaja: Star-Lens AB | CE 0413

Jakelija: Novalens - Mercator Otto Oy | Venekuja 1, 05720 HYVINKÄÄ
p. 017 5522 841 | novalens@novalens.fi | Y-tunnus 2947385-6 | www.novalens.fi