

# Starsoft

## päiväkäyttöiset pitkän vaihtovälin piilolinssit

**Starsoft 40 UV** on vakaa ja kestävä linssi hyvällä optiikalla, ominaisuuksiltaan vastaava kuin tuotannosta poistunut Omega 38.

**Starsoft 66 UV** on miellyttävä ja korkeavesipitoinen linssi, jämässä materiaali erinomaisilla optisilla ominaisuuksilla.

**Starsoft 75 UV** korkeavesipitoisessa linssissä on pehmeä ja ohut tuntuma, erittäin miellyttävä käytössä.

**Starsoft Definitive 74 UV SiH** on hapenläpäisyltään paras vaihtoehto silmän terveydelle, pinnaltaan hieman liukas.

	Starsoft 40UV	Starsoft 66UV	Starsoft 75UV	Starsoft 74UV SiH
<b>Voimakkuus 0.25 dpt välein</b>	±20 dpt	±20 dpt	±20 dpt	±20 dpt
<b>RX -voimakkuus 0.25 dpt välein</b>	±40 dpt	±40 dpt	±40 dpt	±40 dpt
<b>Kaarevuus 0.05 mm välein</b>	7.7 – 9.2 mm	7.7 – 9.2 mm	7.7 – 9.2 mm	7.7 – 9.2 mm
<b>RX -kaarevuus 0.05 mm välein</b>	6.5 – 12 mm	6.5 – 12 mm	6.5 – 12 mm	6.50 – 12 mm
<b>Halkaisija 0.10 mm välein</b>	13 - 15 mm	13 - 15 mm	13 - 15 mm	13 - 15 mm
<b>RX -halkaisija 0.10 mm välein</b>	10 – 18 mm	10 – 18 mm	10 – 20 mm	10 – 20 mm
<b>Vaihtoväli</b>	6-12 kk	6 kk	6 kk	3 - 6 kk
<b>Materiaali</b>	HEMA	Contaflex 67	Contaflex 75	Definitive 74 SiH
<b>Vesipitoisuus</b>	38.5 %	67%	74.5%	74%
<b>Hapenläpäisy</b>	DK-13	DK-30	DK-43	DK-60
<b>UV-suoja</b>	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä

**Valmistaja:** Star-Lens AB | CE 0413 | Nygårdsvägen 9 | SE-662 34 Åmål | Sweden

**Jakelija:** Novalens - Mercator Otto Oy | Venekuja 1, 05720 HYVINKÄÄ  
p. 017 5522 841 | [novalens@novalens.fi](mailto:novalens@novalens.fi) | Y-tunnus 2947385-6 | [www.novalens.fi](http://www.novalens.fi)