



# Novalens

## kosmeettiset piilolinssivärjäykset

Uusi ilme hetkessä! Värilliset piilolinssimme muuttavat tai korostavat silmien omaa väriä. Lopullinen silmän väri syntyy asiakkaan oman silmän värin ja värillisen linssin yhdistelmästä.

Piilolinssit värjätään yksittäistilauksista käsityönä – tarvittaessa myös asiakkaan omiin linsseihin.

Erikoistilauksesta teemme myös efektipiilolinssit esim. elokuva, televisio- ja teatterikäyttöön.

Tilaukset ja lisätiedot: [novalens@novalens.fi](mailto:novalens@novalens.fi)

## Novalens piilolinssivärjäykset

- 18 luonnollista ja läpikuultavaa värisävyä
- vakio pupilliaukon koko 4.5mm, erikoistyonä 2 – 6mm
- vakio iiriksen halkaisija 11.5mm, erikoistyonä 10 – 13mm
- "umpipupilli" eli värjäys ilman pupilliaukkoa saatavilla erikoistyonä



Alla olevassa taulukossa näkyy 2023 värivalikoimamme sekä niitä lähimmäksi vastaavat poistuneet värikoodit. \*suurempi sävyero

2023 värit	Vastaavat poistuneet värit
<b>BROWN</b>	Ruskea 60% / Ruskea 4 / Artvisio ruskea
<b>BEIGE</b>	Ruskea 3
<b>NOUGAT</b>	Ruskea 2
<b>AMBER</b>	
<b>ORANGE</b>	Artvisio oranssi
<b>APRICOT</b>	
<b>MANDARIN</b>	Kaarna *
<b>GREY</b>	Harmaa 3
<b>SHERRY</b>	Kanerva *
<b>VIOLET</b>	Lila 3
<b>INDIGO BLUE</b>	
<b>BLUE</b>	Sininen 3 / Artvisio sininen
<b>SKY BLUE</b>	Sininen 2 / royalblue st
<b>PETROL</b>	
<b>JADE</b>	Vihreä 3 / Artvisio vihreä / green
<b>EVERGREEN ST</b>	Vihreä 2
<b>OLIVE</b>	Oliivi*
<b>YELLOW</b>	Keltainen 2 / 3

## Musta pupilli & pupillirengas

Toteutettavissa sekä kirrkaaseen että iirisvärjättyyn linssiin.

- ei-peittävänä, "non occlusive"
- peittävänä, "occlusive" (vain Biofinity -linssiin)

Mustan pupillin vakiohalkaisija on 4 mm, tilattavissa myös:

- 2.0–6.0 mm (0.5 mm välein)
- 6.0–10.0 mm (1.0 mm välein)
- 10.0–13.0 mm (0.5 mm välein)

Musta pupillirengas voidaan valmistaa seuraavasti:

- pupilliaukon koko 3.0–6.0 mm (0.5 mm välein)
- pupillirenkaan paksuus tulee olla vähintään 1.5 mm
- pupillirenkaan maksimi ulkoreunan halkaisija 8.0 mm

## Värjättävyys & värimallit

- Seuraavat linssit voidaan värjätä Novalens -väreillä:
  - BioFlex -tuotesarja, myös RX tehot ja multifokaalit
  - Starsoft 40 UV | Starsoft 66 UV | Starsoft 75UV
  - Starsoft 74UV SiH
  - Zero 6 Spheric
  - Artvisio (pohjana Biofinity)
  - Asiakkaan omat Biofinity -linssit
- Saatavilla Novalens värimalliesite.
- Sovituslinssit ostettavissa yksittäin tai koko sarjana (linssipohjana BioFlex).

## Valmistaja

Star-Lens AB | CE 0413  
Nygårdsvägen 9 | SE-662 34 Åmål | Sweden