


# Nissel Custom XL

## Karsastuskorjaus piilolinssillä



Nissel Custom XL -piilolinssi auttaa karsastuksen aiheuttamiin kiusallisiin oireisiin ja korjaa samalla kosmeettisen haitan. Nissel Custom XL -piilolinssi valmistetaan erikoisuurella halkaisijalla siten, että se peittää alleen potilaan karsastavan silmän ja maalattu iiris sijoitetaan haluttuun kohtaan. Piilolinssi on tasapainotettu pysymään määritetyssä asennossa.



**102 erilaista iirisväriä  
tai räätälöinti valokuvan mukaan**

## Yksilöllisesti & kärsivällisesti

Jokainen karsastuslinssin sovitus on yksilöllinen projekti, jonka kulkua ei voi täysin ennakoida. Sopivan linssin löytymiseen saatetaan tarvita useampia testauskertoja, joten kärsivällisyyttä tarvitaan. Motivoituneen potilaan kanssa onnistut parhaiten!

- ✓ Alkuarviointi mittojen ja valokuvien perusteella
- ✓ Tasapainotettu sovitulinssi XL-halkaisijalla
- ✓ Sovituksen dokumentointi valokuvien avulla
- ✓ Sopivan istuvuuden löydyttyä värien määritykset