

Conversion - Conversión

Dioptrie/Rayon en mm

Diopter/BC in mm - Dioptría /BC en mm

D = Dioptres - Diopters - Dioptrías

D	mm	D	mm	D	mm
37,50	9,00	44,75	7,54	52,00	6,49
37,75	8,94	45,00	7,50	52,25	6,46
38,00	8,88	45,25	7,46	52,50	6,43
38,25	8,82	45,50	7,42	52,75	6,40
38,50	8,77	45,75	7,38	53,00	6,37
38,75	8,71	46,00	7,34	53,25	6,34
39,00	8,65	46,25	7,30	53,50	6,31
39,25	8,60	46,50	7,26	53,75	6,28
39,50	8,54	46,75	7,22	54,00	6,25
39,75	8,49	47,00	7,18	54,25	6,22
40,00	8,44	47,25	7,14	54,50	6,19
40,25	8,39	47,50	7,11	54,75	6,16
40,50	8,33	47,75	7,07	55,00	6,14
40,75	8,28	48,00	7,03	55,25	6,11
41,00	8,23	48,25	6,99	55,50	6,08
41,25	8,18	48,50	6,96	55,75	6,05
41,50	8,13	48,75	6,92	56,00	6,03
41,75	8,08	49,00	6,89	56,25	6,00
42,00	8,04	49,25	6,85	56,50	5,97
42,25	7,99	49,50	6,82	56,75	5,95
42,50	7,94	49,75	6,78	57,00	5,92
42,75	7,89	50,00	6,75	57,25	5,90
43,00	7,85	50,25	6,72	57,50	5,87
43,25	7,80	50,50	6,68	57,75	5,84
43,50	7,76	50,75	6,65	58,00	5,82
43,75	7,71	51,00	6,62	58,25	5,79
44,00	7,67	51,25	6,59	58,50	5,77
44,25	7,63	51,50	6,55	58,75	5,74
44,50	7,58	51,75	6,52		

Mentions légales :

Les lentilles d/e contact souples, hybrides, rigides et sclérales fabriquées par le laboratoire LCS sont des dispositifs médicaux de classe IIa et portent le marquage CE 1639. Veuillez vérifier les instructions figurant sur l'emballage et la notice d'utilisation (remise à chaque porteur) pour recommander à vos patients une utilisation correcte et sécuritaire de ces lentilles mais aussi leur confirmer la durée de port ainsi que la période de renouvellement. Ces dispositifs médicaux sont pris en charge par l'assurance maladie dans les indications suivantes : kératocône, astigmatisme irrégulier, myopie supérieure ou égale à 8 dioptries, aphakie, anisométrie à 3 dioptries non corrigées par des lunettes, strabisme accommodatif. Date de mise à jour: 02/2024



Conversion - Conversión

Verre/lentille

Glass/lens - Gafas/lente

V = Verre - Glass - Gafas / L = Lentille - Lens - Lente

V (13 mm)	L -	L +	V (13 mm)	L -	L +
4,00	3,75	4,25	10,75	9,50	12,50
4,25	4,00	4,50	11,00	9,50	12,75
4,50	4,25	4,75	11,25	9,75	13,25
4,75	4,50	5,00	11,50	10,00	13,50
5,00	4,75	5,25	11,75	10,25	13,75
5,25	5,00	5,75	12,00	10,50	14,25
5,50	5,25	6,00	12,25	10,50	14,50
5,75	5,25	6,25	12,50	10,75	15,00
6,00	5,50	6,50	12,75	11,00	15,25
6,25	5,75	6,75	13,00	11,00	15,75
6,50	6,00	7,00	13,25	11,25	16,00
6,75	6,25	7,50	13,50	11,50	16,25
7,00	6,50	7,75	13,75	11,75	16,75
7,25	6,75	8,00	14,00	11,75	17,00
7,50	6,75	8,25	14,25	12,00	17,50
7,75	7,00	8,50	14,50	12,25	17,75
8,00	7,25	9,00	14,75	12,50	18,25
8,25	7,50	9,25	15,00	12,50	18,75
8,50	7,75	9,50	15,50	13,00	19,50
8,75	7,75	9,75	16,00	13,25	20,25
9,00	8,00	10,25	16,50	13,50	21,00
9,25	8,25	10,50	17,00	14,00	21,75
9,50	8,50	10,75	17,50	14,25	22,75
9,75	8,75	11,25	18,00	14,50	23,50
10,00	8,75	11,50	18,50	15,00	24,25
10,25	9,00	11,75	19,00	15,25	25,25
10,50	9,25	12,25	20,00	15,75	27,00

Legal Notice - Notas legales:

UK: The soft, hybrid, rigid and scleral contact lenses manufactured by the LCS laboratory are class IIa medical devices and carry the CE 1639 mark. Please check the instructions on the packaging and the instructions for use (given to each wearer) to recommend the correct and safe use of these lenses to your patients, and also to confirm the length of wear and the renewal period. **ES :** Las lentes de contacto blandas, híbridas, rígidas y esclerales fabricadas por LCS son productos sanitarios de clase IIa y llevan la marca CE 1639. Compruebe las instrucciones del envase y las instrucciones de uso (entregadas a cada usuario) para recomendar a sus pacientes el uso correcto y seguro de estas lentes, y para confirmar la duración del uso y el periodo de renovación. Update date - Fecha de actualización: 02/2024